



Flo-GymTM



INCENTIVATORE DI FLUSSO PER USO RIABILITATIVO IN FASE
INSPIRATORIA E ESPIRATORIA CON RESISTENZE PROGRESSIVE

KOO



Flo-GymTM

INCENTIVATORE DI FLUSSO PER USO INSPIRATORIO

- Utilizzabile durante le fasi di inspirazione e espirazione.
- Due valvole indipendenti regolabili, permettono di impostare una resistenza differenziata durante gli esercizi respiratori.
- Le diverse parti sono facilmente smontabili per una corretta pulizia.
- Provvisto di porta per il controllo della pressione o monitoraggio

Indicazioni:

- Riabilitazione post-chirurgica
- BPCO
- Asma
- Malattie interstiziale polmonari



Il disegno ergonomico assicura un'ottima manipolazione da parte del paziente.

E SPIRATORIO CON RESISTENZE PROGRESSIVE

Valvola di regolazione della resistenza espiratoria.
Da 1 a 4 gradi.

Porta per il controllo della pressione



Facilmente smontabile per una
pulizia più efficace



Valvola di regolazione
della resistenza inspiratoria.
Da 1 a 4 gradi.

**Flo-Gym****Tri-Gym****Manometer**

Codice	Descrizione	Pezzi per box
KM-802	Flo-Gym	1
KM-805	Tri-Gym	1
Accessori		
57303499	Manometro -30+30cmH2O	1
KM-8032	Raccordo a «T» con tubo da 50 cm, per manometro	50

Koo Medical Equipment (shanghai) Co.Ltd.

100 Zhongde R., Road Dakun Industrial Park, Songjian, Shanghai 201614 P.R.China

Distributed in EMEA by

Koo Europe srl

Viale delle industrie 5 20020 Arese MI tel. 0039 02 93589495

Info@kooeurope.com

Distributed in Asia Pacific by

Koo Asia Ltd.

Unit 23 9, floor Goodwill Ind. Building No.36-44 Tin Pa Street Tsuen Wan N.T. Hong Kong tel 0085221104780

sales@koo-asia.com